



Mirsunta Home System MBS-1000

Caratteristiche tecniche ed indicazioni pratiche

Distributore ufficiale Medithera per l'Italia

Caratteristiche di funzionamento

Il sistema Mirsunta Home System per trattamenti domiciliari è uno strumento fisico, che attraverso campi magnetici biocompatibili offre l'opportunità di aiutare personalmente la propria salute e il mantenimento della propria salute. L'apparecchiatura produce un campo magnetico pulsante, controllato automaticamente. Attraverso questo campo è possibile attivare il metabolismo, stabilizzare i valori delle difese immunitarie e migliorare il processo di rigenerazione delle cellule. Il campo magnetico attraversa tutto il corpo e rinforza le funzioni indebolite in modo completamente naturale.

Ricerche internazionali e i risultati delle applicazioni non hanno finora evidenziato effetti collaterali negativi. Va inoltre aggiunto che l'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), nelle sue prescrizioni relativamente all'intensità dei campi magnetici, ha autorizzato l'impiego fino a 100 microtesla con una frequenza di 50 Hz.

Lo strumento di controllo del sistema Home System funziona con un'intensità di campo inferiore ai limiti stabiliti dall'OMS (a livello 5 con circa 37,5 microtesla per il tappetino MBS-100 e circa 35 microtesla per il cuscino MBS-200). Lo strumento può essere regolato individualmente a seconda delle esigenze di ciascuno. Lo strumento di controllo interrompe il trattamento automaticamente dopo 8 minuti o a seconda del tempo impostato.

$OMS = 100 \text{ microtesla } (100 \mu T) = 1 \text{ Gauss}$

$\text{Campo magnetico terrestre} = 50 \text{ microtesla } (50 \mu T) = 0,5 \text{ Gauss}$

Il tempo viene impostato manualmente, ed emette un segnale acustico a fine trattamento. Gli effetti positivi sull'organismo che vengono prodotti dal campo magnetico del sistema medithera home, si avvertono per un arco di tempo fino a circa 7 ore in una persona sana.

L'utente per la routine familiare e/o la prevenzione non ha bisogno di ulteriori impostazioni e potrà richiamare i programmi NATUR, AKTIV e RELAX con intensità variabile da 0,7 μT fino ad un massimo di 37,5 μT come da specifiche incluse. L'impiego pratico ha mostrato che tali programmi a basse intensità sono sufficienti a garantire un'applicazione efficace e benefica.

Con la modalità "ricetta elettronica" che solo il Medico può emettere programmando una Program card, è possibile usufruire di tutti i programmi previsti, con sviluppo sino a 216 protocolli applicabili nelle varie patologie con la Medithera Medical.

La "ricetta elettronica" viene programmata dal medico mediante la Program Card e può essere richiamata dall'utente a domicilio nella sua apparecchiatura Home.

Applicatori inclusi nell'articolo Home MBS-1000

Console di controllo e comandi

Alimentatore di rete

Home Card di auto-programmazione base

Applicatore Stuoia per trattamenti sistemici

Applicatore Cuscino per trattamenti locali

Libretto istruzioni in Italiano (PDF)

Certificazioni e Conformità

Certificazione secondo allegato V, parte 3 della legge 93/42 CEE e successive sui dispositivi medici.

Conformità CE

EMV 2014/30/EU

EMV Direttiva 2014/30/EU

Normativa IEC 61000-4-2

Normativa IEC 61000-4-3

Certificazione DIN EN 9001: produzione, assistenza e vendita prodotti wellness per il trattamento con campi magnetici.

Prodotto incluso in tabella in classe IIa

Indicazioni di manutenzione

Non sono necessarie procedure particolari di manutenzione e controllo.

Vanno eseguiti regolari controlli visivi da parte dell'operatore all'accensione dell'apparecchiatura.

In caso di anomalie o danni accidentali contattare immediatamente il rivenditore.

Controindicazioni

Gravidanza, presenza di pace-maker non certificati EN 50061, epilessia, gravi aritmie cardiache, forti emorragie (vedi libretto d'uso).

Indicazioni per ottenere la massima efficacia dai trattamenti:

- Bere molto: 1 bicchiere d'acqua prima e dopo ciascuna applicazione.
- Terapia di sostegno con vitamine, sostanze minerali e microelementi (in particolare magnesio).
- Alimentazione regolare, bilanciata e sana.
- Non seguire diete drastiche.
- Nessuna interruzione nell'assunzione di farmaci.
- Esecuzione regolare della terapia.
- Eventuale utilizzo del sistema per esperti di Medithera Medical.
- La posizione dell'applicatore e del paziente deve essere stabile.
- Risultati migliori con terapie coadiuvanti.
- Iniziare il trattamento aumentando gradualmente l'intensità.