



Mirsunta Medical System MBS-5000

Scheda tecnico-pratica

Distributore ufficiale Medithera per l'Italia

Caratteristiche di funzionamento terapia Biofisica

A seconda delle indicazioni inserite, Medithera Medical produce dei campi magnetici pulsanti a bassa frequenza, biocompatibili alle frequenze dell'organismo, stimolando i rapporti biomagnetici naturali del corpo umano.

Attraverso tali campi è possibile attivare il metabolismo, stabilizzare i valori delle difese immunitarie e migliorare il processo di rigenerazione delle cellule.

Il campo magnetico attraversa tutto il corpo in modo assolutamente naturale.

Medithera Medical System è un dispositivo medico di Terapia Biofisica che il Medico può personalizzare come trattamento per ogni paziente, i medici inoltre hanno la possibilità di gestire dei parametri di intensità e durata della terapia. Medithera Medical è un sistema per Medici con 82 programmi selezionabili a display su patologie pre-impostate, personalizza sulla base della compliance del paziente, garantisce al medico la totale libertà di non seguire, in singoli casi, il programma terapeutico automatico proposto, andando quindi a personalizzare la totalmente la terapia.

Ricerche internazionali con i risultati delle applicazioni non hanno evidenziato effetti collaterali negativi. Va inoltre aggiunto che l'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), nelle sue prescrizioni relativamente all'intensità dei campi magnetici, ha autorizzato l'impiego fino a 100 microtesla con base 50 Hz.

Lo strumento di controllo del sistema Medical System funziona con 12 intensità di campo differenti e può essere regolato individualmente a seconda delle esigenze del Medico. Lo strumento di controllo interrompe il campo magnetico automaticamente dopo 8 minuti o secondo il tempo preimpostato (1 - 99 minuti).

Lo scopo dell'impiego della terapia con i campi magnetici generati da impulsi è quello di ottenere un risultato ottimale con l'applicazione. Tale risultato si ottiene attraverso la combinazione con altri metodi terapeutici, inclusi i metodi tradizionali (farmaci) e i preparati fitoterapici o altri metodi manuali. È inoltre possibile utilizzarla con bendaggi o ingessature, ecc.

OMS = 100 microtesla (100 μ T) = 1 Gauss

Campo magnetico terrestre = 50 microtesla (50 μ T) = 0,5 Gauss

Emissione Medical System da 0,7 μ T sino ad un Massimo di 70 μ T.

Applicatori inclusi nell'articolo Mirsunta Medical System Art. MBS-5000

Console di controllo e comandi Medical System

Alimentatore potenziato e con protezione di rete

N° 20 Programm Card per la programmazione ricetta elettronica personalizzata

Applicatore Stuoia per trattamenti sistemici

Applicatore Cuscino per trattamenti locali

Applicatore Puntale

Feedback per la personalizzazione dell'intensità di campo magnetico emesso al paziente

Tester di rilevazione emissione campo magnetico terapeutico

Corso formazione pratico/funzionale per Medici e Operatori sanitari presso la sede della

struttura al momento dell'installazione e collaudo dell'apparecchiatura.

Protezioni lavabili per stuoia e cuscino

PDF di istruzioni in Italiano

Protocolli completi per oltre 216 programmi di trattamento

Accessori a richiesta:

Colonna porta console

Programm Card aggiuntive

Hot-Line Medica specializzata

Assistenza tecnica specifica

Certificazioni e Conformità

Certificazioni e Conformità

Certificazione secondo allegato V, parte 3 della legge 93/42 CEE e successive sui dispositivi medici.

Conformità CE

EMV 2014/30/EU

EMV Direttiva 2014/30/EU

Normativa IEC 61000-4-2

Normativa IEC 61000-4-3

Certificazione DIN EN 9001: produzione, assistenza e vendita prodotti wellness per il trattamento con campi magnetici a bassa frequenza e intensità.

Prodotto in tabella in classe IIa

Indicazioni di manutenzione

Non sono necessarie procedure particolari di manutenzione e controllo.

Vanno eseguiti regolari controlli visivi da parte dell'operatore all'accensione dell'apparecchiatura.

In caso di anomalie o danni accidentali contattare immediatamente il distributore.

Controindicazioni

Gravidanza, presenza di pace-maker non certificati EN 50061, epilessia, gravi aritmie cardiache, insufficienza cardiaca di grado III/IV, gravi infezioni batteriche e micotiche, forti emorragie.

Applicazione prevista per un limitato numero di indicazioni, esclusivamente sotto sorveglianza e controllo medico:

Iperteroidismo o ipotiroidismo non trattato farmacologicamente, sindrome da affaticamento cronico, ipertonia e ipotonia gravi, diarrea persistente.

Indicazioni per ottenere la massima efficacia dai trattamenti

Idratare bene il paziente: un bicchiere d'acqua prima e dopo ciascuna applicazione.

Eventuale terapia di sostegno con vitamine, sostanze minerali e microelementi.

Alimentazione regolare, bilanciata e sana.

Non seguire diete drastiche.

Nessuna interruzione nell'assunzione dei farmaci.

Esecuzione regolare della terapia.

La posizione dell'applicatore e del paziente deve essere stabile.

Risultati migliori con terapie coadiuvanti.

Iniziare i trattamenti aumentando gradualmente le intensità.